

REINIGER FL-F

Neutrales Entrostungsmittel für Eisenwerkstoffe

Eigenschaften: Flüssiges, neutrales Produkt zur Entfernung von Rost, Zunder etc. im Tauchverfahren oder im Ultraschallbad.

REINIGER FL-F entfernt schnell und schonend Rost und Zunder von Eisenmetallen.

REINIGER FL-F ist praktisch neutral und deshalb nicht ätzend für die Haut und für Eisenwerkstoffe.

REINIGER FL-F ist frei von EDTA und NTA

Anwendung:

Eisenwerkstoffe:	Konzentration:	5 bis 10, max. 20%
	Temperatur:	20 bis max. 70°C
	Anwendungszeit:	10 – 30 Minuten

Technische Daten:

Andere Metalle und Oberflächen sind zu prüfen
 Dichte: 1,18 – 1,22 kg/l


pH-Wert Konzentrat 8,0 – 8,6

Wichtige Inhaltsstoffe:

Phosphate und Phosphonate

Konzentrationsbestimmung:

Bestimmung über Leitfähigkeit gemäß Diagramm:



Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.