

## TECHNISCHE INFORMATIE

# REINIGER FL-F

## Neutraal ontroester voor ferro metalen

**Eigenschappen:** Vloeibaar, neutraal product voor de verwijdering van roest, oxidehuid, etc. in dompelbaden of ultrasoon baden.  
**REINIGER FL-F** verwijdert snel en voorzichtig roest en oxidehuid op ferro-metalen.  
**REINIGER FL-F** is praktisch neutraal en daarom niet agressief voor de huid en voor ferro-metalen.  
**REINIGER FL-F** is vrij van EDTA en NTA

**Toepassing:**

Concentratie:	5 – 10, max. 20 %
Temperatuur:	20 tot max. 70°C
Tijd:	10 – 30 minuten


Andere metalen en oppervlakken vooraf testen.

**Technische gegevens:**

Dichtheid:	1,18 – 1,22 g/ml
pH-Waarde concentraat:	ca. 8,0 – 8.6

**Belangrijke bestanddelen. :** Fosfaten en fosfonaten

**Concentratie-bepaling:** Bepaling concentratie d.m.v. geleidbaarheid in ms/cm volgens diagram



Bij gebruik van de producten moeten de voorschriften in acht worden genomen welke gelden voor het werken met chemicaliën. Voor aanwijzingen betreffende opslag en gevaar, alsmede veiligheidsadviezen verwijzen wij naar het geldende informatieblad. Gebruikte oplossingen zijn schadelijk voor het milieu. Onbehandeld vervuild water is altijd chemisch afval, en dient ook als zodanig afgevoerd te worden. De bovenstaande gegevens zijn opgesteld naar onze huidige kennis en ervaring. Met het oog op de verschillende bedrijfsomstandigheden is alleen vrijblijvend informatie en advies mogelijk. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid t.a.v. eisen aanvaarden. Dit geldt ook voor derden.